



入浴中、または直後にはがさないでください

お風呂などの温かいお湯につけてからはがした方が、テープはがしやすく肌への影響も少ないと考えられますが、お湯でぬれるとテープから粘着剤ねんちやくざいがはがれて肌に残る原因となります。入浴中、または直後にはがすのはおやめください。




はがす際のご注意

1. テープを無理やりはがそうとすると皮膚を痛めることがあるので、無理にはがすのはやめましょう。
はがす際に、テープ同士がなるべく水平になるようにテープの端を折り返します。皮膚に対して垂直方向ではなく水平方向に皮膚を指で押さえながらゆっくりとはがします。
2. 体毛の生えている方向に逆らわないではがします。



同じ部位に繰り返しテープを貼る場合や、肌の弱い方は、アンダーラップまたは市販の皮膚皮膜剤ひまくざいをテープ貼付前に使用することをお勧めします。



使用時間の経過と共にテープの粘着性ねんちやくせいが高まる場合がありますので、使用後にはがす際はご注意ください。

- ・ 水漏れに注意し、高温、多湿、直接日のあたる場所を避けて、室温で保管してください。乳幼児や子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・ ケガの予防、応急処置、再発防止、または筋肉サポートの用途以外でのご使用はおやめください。
- ・ 粘着テープ類に対するかぶれ、アレルギー症状、皮膚炎がある場合、また肌の弱い方、かぶれやすい方は、医師に相談の上ご使用ください。
- ・ 本品の使用により発疹、発赤、かゆみなどの症状が出た場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- ・ 汗をかいたりローションを塗布した部分に本品を貼ると、はがれやすくなる場合があります。
- ・ 貼付部分を清潔にしてからご使用ください。

・ 部位別 テーピングの貼り方はこちらから ▶
https://www.cramer.co.jp/menu_care/taping/

