

体位変換


取っ手を使用することで、やさしく体位変換を行なうことができます。
ご利用者様の状態に合わせ無理なく使用してください。



ポジクッション100T・180T



ポジクッションおざぶT



ポジクッション80角T

洗い方

洗濯での丸洗い・乾燥ができます。

洗濯

- 中性洗剤を使用し、水温95℃以下で洗濯してください。
- 本品の損傷を防ぐため、洗濯ネットをご使用ください。
- 洗濯槽に入らない場合は、手で押し洗いを行ってください。

乾燥

- 洗濯後は水気を除去し、風通しの良い場所で陰干しをしてください。
- 乾燥機を使用する場合は、100℃以下で乾燥してください。

オートクレーブ

- オートクレーブは105℃まで可能です。

注意

- 漂白剤や柔軟仕上げ剤は使用できません。
- 繰り返しのお洗濯によって、表皮生地が縮み触感が変わる場合があります。
- アイロンは、使用しないでください。中素材の形状、触感が変わる可能性があります。

品名	ポジクッション耐熱
表生地	ポリエステル65% 綿35%
裏生地	ポリプロピレン 100%
中素材	ビーズ、ウレタン
<small>ネット使用</small> ・95℃を限度とし洗濯ができます。 ・乾燥は100℃以下でお願いします。 ・オートクレーブは105℃まで可能です。	
製造元：株式会社丸井商事 日本製 静岡県清水区東大曲町4-18 054-366-1612	

保管方法

- 洗濯後は十分に乾燥してください。
- 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

耐用年数

- 使用頻度によって異なります。ご購入の販売店へお問合せ下さい。

	商品名	型番	サイズ	生地	中素材*1	重量	色
①	ポジクッション18T	POJI-18T	18×40cm	ポリエステル 65% + 綿35%	ナジーム + 特殊ビーズ	80g	グリーン
②	ポジクッション60T	POJI-60T	24×60cm			190g	
③	ポジクッション100T	POJI-100T	30×100cm			480g	
④	ポジクッション180T	POJI-180T	30×180cm			800g	
⑤	ポジクッションおざぶT	POJI-5963T	59×63cm			540g	
⑥	ポジクッション80角T	POJI-80KT	80×80cm			950g	

*1:特殊開発素材 ナジーム(ウレタンカット)+ビーズ【特許登録第5762727号】*2:ナジーム【商標登録第5650100号】



RAKUDES®

ポジクッションT 
取扱説明書

製造販売

株式会社丸井商事 / ラクデス TEL.054-366-1612 / FAX.054-366-1738
本社 / 〒424-0045 静岡県静岡市清水区東大曲町4-18 <http://www.rakudes.com/>

ラクデス クッション 検索

RAKUDES. ポジクッションT 取扱説明書 耐熱 タイプ

- この度は、ラクデス/ポジクッションTをお買い求めいただき、ありがとうございます。
- ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みになって、正しくお使いください。
- この取扱説明書は、必要ときにいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

製品概要



No.	品名
①	ポジクッション18T
②	ポジクッション60T
③	ポジクッション100T
④	ポジクッション180T
⑤	ポジクッションおざぶT
⑥	ポジクッション80角T

用途

ポジクッションT(耐熱タイプ)は体位変換や姿勢保持用のクッションです。ベッドでの体位変換、座位や車いすでの姿勢保持に使用することができます。

安全にお使いいただくために

危険

本品と火気を近づけないでください。火傷や火災の原因となる可能性があります。また、寝タバコは絶対にしないでください。

警告

設置に際しては、呼吸の妨げになるような配置にならないよう十分注意してください。体位変換や姿勢保持以外の用途には使用しないでください。

ご使用上の注意

- 医師、看護師、療法士、介護支援専門員などの専門家とご相談の上、正しく使用してください。
- 無理な体位でのご使用は避けてください。
- ベッドで使用する場合はサイドレールを取り付けるなど、落下・転落に注意してください。
- 本品の使用によって身体に安定感が得られなかったり異常を感じたりした場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本品を鋭利なものでキズを付けると、中素材が、外に出てしまう可能性があります。中素材が出てしまった時は、ご使用をやめてください。

使用方法

ポジクッションT(耐熱タイプ)にはさまざまな形状とサイズがございます。ご使用になれる方の体格、体形やご使用の目的に応じ、適宜組み合わせでご使用ください。使用の前にクッション全体を振り中素材を均一に。目的に応じて形状を整えてください。

軽度の方へ クッション1ヶからの使用をお薦めいたします。

下肢

膝をわずかに曲げ、大腿～下腿までの重さを支えます。

腕～手首

ポジ前腕から手にかけてワンポイント使用。



ポイント①

座骨近くまで入れて支えます。

ポイント②

大腿部から下腿部の形状に合わせ、中素材を動かして調整。

ポイント③

スリットの上に脚をのせる。

重度の方へ

適合に技量が求められる為、医師、看護師、療法士などの専門家とご相談の上、正しく使用してください。

