

この製品は製品安全協会が定めた認証基準に適合しており、安心してご使用頂けます。



SGマーク制度は、製品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

### 賠償についてのご注意

- 万が一事故が起きた時は、事故の原因となった製品の確認が必要です。事故品を紛失しないよう保存・保管をお願いします。
- この制度はSGマーク製品そのものが故障したとしても、その製品について補償するというものではありません。

**保証期間はご購入後3年間です。**

この度は当社製品をお買上げ頂き、ありがとうございます。

- ・本製品を正しく安全にご使用頂くために、この説明書は必ずお読みください。
  - ・内容をご理解頂き、記載の危険、注意事項をお守りください。
  - ・また、いつでもご覧頂けるように大切に保管してください。
- ※ この取扱説明書の他にも、説明書やタグが付属している時は、それらも一緒に保管をお願いします。

本製品について、お気付きの点や不明点がございましたら、お気軽に下記までお問合せください。


株式会社 シナノ

〒385-0022長野県佐久市岩村田1104-1  
お客様相談室 TEL.0267-67-3324  
<https://sinano.co.jp/>



## 正しい長さの選び方

杖の先端を、足先の前外方向20cmに置いた時、肘の角度が30~40度になる長さが、使い易い長さの目安です。



下表は身長と杖の長さの参考数値です。ひとつの目安としてご利用ください。

身長と杖の長さ参考数値(cm)

身長	杖の長さ	身長	杖の長さ	身長	杖の長さ
140	72	154	79	168	86
142	73	156	80	170	87
144	74	158	81	172	88
146	75	160	82	174	89
148	76	162	83	176	90
150	77	164	84	178	91
152	78	166	85	180	92

# 折畳み式杖

## 取扱説明書

### ⚠️ ご注意!

この杖は、杖を持たなくても自立歩行できる人がより安定した歩行をするために、補助的に使用するものです。次のような方は危険ですので使用しないでください。


- 1.杖が無くては歩行できない人。  
(手摺りなどに伝わらなければ歩行できない人や、介助者に手伝ってもらわなければ歩けない人など)
- 2.リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩けない人。ただし、医師などの指導の元で使用する場合はこのかぎりではありません。

※購入後に上記のような症状が出た場合も使用は中止してください。

※杖に頼りすぎると肩や手を傷める恐れがあります。また転倒などから思わぬ大事故につながる危険があります。



K\_ORI2108




### グリップの正しい握り方

シャフト中心に荷重がかかるように、グリップ全体を握ってください。

### ⚠️ 危険!

握り先端に過大な力がかかるような使い方をしないこと。



### 収納時に継シャフトが抜けにくい時は

地面に向かって軽く2~3度叩いてから、抜いてください。簡単に抜けます。




### アフター・サービスについて

この製品や部品の修理等については、お買上げ店にご相談ください。修理の際には改良品や、同等の代替品を使わせて頂くことがあります。

## 各部の呼称と使用方法

### 長さ調節型




### 長さ調節方法

- ①最初に、調節プロテクターを左方向に回して緩めます。
- ②使い易い長さのサイズ調節穴にボタンを掛けて、長さを決めます。
- ③調節プロテクターを右方向に回して固定します。



### 収納方法

- ①最初に、調節プロテクターを左方向に回して緩めます。
- ②ボタンのある継ぎシャフトを最短にセットした後、下記の方法で収納します。



### ⚠️ ご注意!

1. 折り畳んだ継ぎシャフトは、使用時、ゴムの張力で自力で接合されます。ステッキを取り出す時は、周囲に注意し、安全な方向にむけて広げてください。また、指などを挟まない様にご注意ください。
2. インナージョイントが、継ぎシャフトに確実に挿入され、ガタツキが無いことを確認してからご使用ください。

### ⚠️ 危険!

### お取り扱い注意

1. 長さが体に合わない時は、使用を中止してください。使いづらい長さは事故の原因となり、危険です。
2. ご使用前に必ず各部の点検をしてください。万一異常が認められた時は、使用しないでください。《グリップのキズやヒビ、シャフトのキズ・曲がり、ボタンの不具合、各部のガタツキ、先ゴムの異常、など…》
3. グリップ以外の所を持って歩かないでください。また前後に極端に斜めにして使わないでください。危険です。
4. 小石や段差のフチなどに先ゴムを乗せないでください。接地の不安定な状態での使用は危険です。地面に先ゴム全体を乗せ、安定した状態でご使用ください。また、段差にもご注意ください。
5. 道路側溝や凹みのある場所では、杖先がはまり込む危険があるので、十分注意してください。また、先端を隙間に入れてこじったり、物を突いたり、叩いたりしないでください。
6. 用途以外(例えば、登山用、護身用等)には使用しないでください。
7. 柔らかな地面や、雪道、滑り易い所では使用しないでください。止むを得ず使用する場合は、充分注意し、杖だけに頼らず同伴者などの支えを得てください。
8. 雷の音が聞こえたり、落雷の恐れのある時は使用しないでください。危険です。
9. 先ゴムが摩耗したり、破れた時は使用を止め、速やかに交換してください。取替えの際は専用品を使用し、説明書に従い確実に取付けてください。中途半端な取付けは危険です。
10. お子様が遊び道具にしないようご注意ください。

### ⚠️ ご注意!

### 折畳み等の注意事項

1. ジョイント部のヨゴレやゴミ等の付着物は、きれいに拭き取ってからご使用、保管をお願いします。
2. インナーゴムが擦れて、毛羽立ちが目立ったり、弾力が弱い場合は使用をおやめください。
3. 高温の場所(暖房器具の近くや夏場の自動車内等)や、低温の場所に放置しないでください。インナーゴムや各部の劣化の原因となります。
4. 使用後は水分、汚れ等を拭き取り、屋内の乾燥した場所に保管してください。
5. 寒冷地など低温の場所に折畳んだまま放置すると、使用時にインナーゴムの弾力が回復しない場合があります。このような時は、ゴムの弾力が快復してからご使用ください。しないでください。
6. 長期間使用しない時は、ゴムの張力を保つため、シャフトは折畳まず、伸ばしたまま保管してください。

### ⚠️ ハイキング・山歩きには使用しないでください!

このステッキはタウンユースの歩行補助を目的に設計製作されています。

### ⚠️ 改造はしないでください!

お客様による修理、分解、改造等は危険なため、絶対にしないでください。

### ⚠️ ステッキ本来の使い方をしてください!

ステッキ以外の目的で使用したり、誤った使い方をするとシャフトが曲がったり、折れる恐れがあります。シャフトが曲がると、長さ調節タイプは調節ができなくなります。