

## ベノムエクストラクター取扱説明書

この度はベノムエクストラクターをお買い上げいただきまして誠に有難うございます。  
本器具を正しくご使用いただくために本書をよくお読みになり正しくご使用ください。

- ◆本器具は毒虫や有毒動物の刺傷や咬傷による痛みの軽減、適切な医療処置を待つために使用する応急処置の道具です。
- ◆刺されたり噛まれたりしてから3分以内に本器具を使用し、できる限り安静にしたまま速やかに医師の判断を仰いでください。



### 注意・禁止



- 本器具は毒虫や有毒動物の刺傷や咬傷による痛みの軽減、適切な医療処置を待つために使用する応急処置の道具です。
- 刺されたり噛まれたりしてから3分以内に本器具を使用し、できる限り安静にしたまま速やかにを仰いでください。
- 使用後に毒液や血液が本器具に付着し、感染の恐れがあります。使用後は再使用を行わないでください。
- まぶた、粘膜、性器、鼓膜には絶対に使用しないでください。
- 吸引中に無理やり吸盤を外したりしないでください。鬱血を招く恐れがあります。
- 本器具に異常を発見した場合は絶対に使用しないでください。
- 本器具は子供の手の届かない場所に保管してください。

### ご使用前に

本器具をご購入されましたら、直ちに本器具が正常に操作（吸引）できるかを必ずお試しください。

### 各部の名称



## 使用方法

- ① 患部に最適な吸盤を選びます。ポンプの先端に吸盤を取り付け、ピストンレバーを強く引っ張ります (子供の場合はその半分程度)。



- ② 吸盤を患部に当てます。



- ③ ピストンレバーを強く押し、完全に押しきります。  
毒液を抽出するためそのまゝの状態（吸引状態）を保ってください。



### 【参考】 毒虫や有毒動物ごとの吸引推奨時間

スズメバチ、ハチ、スズメバチ	1～3分
蚊、ハエ	20～30秒
ウィードフィッシュ、クラゲ、オニダルマオコゼ	2～3分
クモ、サソリ	1～2分

- ④ 1回目の処置で痛みが消えない場合は、②から再度行ってください。