

取扱説明書

簡易シャワーセット

この度は当製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。安全にご使用頂くため、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みいただいた後はお手元に保管してください。



使用例

- ・シャワーヘッドとウォーターバッグの簡易シャワーセットです。
- ・電源不要でどこでも使用できます。

《仕様》

ウォーターバッグ容量: 9ℓ、ホース長さ: 203cm、重量: 570gm

《使用方法》

- 1.使用前に各部品に破損など異常がないことをご確認ください。
- 2.給水栓をあけてウォーターバッグにお湯を入れてください。(やけどの恐れがあるため、お湯の温度にはご注意ください。)お湯を入れたら漏れないように給水栓をしっかり閉じてください。
- 3.ウォーターバッグはシャワーを使用する位置より高いところに吊るしてください。
- 4.手元の止水スイッチで手軽に止水・通水の操作ができます。

《お手入れ》

- ・使用後は、完全にお湯を排出してください。
- ・乾いた布できれいに拭き、表面をよく乾燥させてください。
- ・ウォーターバッグが完全に乾燥してから、保管してください。
- ・シャワーホースを折らないよう軽く丸めて保管してください。

《注意事項》

- ・高温、多湿の場所には保管しないでください。

販売元

松吉医科器械株式会社

<http://www.matsuyoshi.co.jp>

本社: 〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階

TEL : 03-5816-8819(音声ガイダンス) FAX: 0120-024432

E-Mail: info@matsuyoshi.co.jp