

2014年12月8日作成

届出番号：23B3X00009000118

医5副木 35354000 成形副木 一般医療機器

コールーシーネ プラス

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止
不快感又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造等】

ABS樹脂板に軟質ウレタンフォームを接着させたプラスチック副子です。

【使用目的・効能又は効果】

損傷した身体部位を固定するために用いる器具をいう。
身体に合うように予め成形されています。

【使用上の注意】

本品に不快感又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び高温多湿を避けて室温にて保管すること。
小児の手の届かないところに保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

[製造販売業者]

松前衛生材料株式会社

〒451-0021 名古屋市西区天塚町三丁目57番地 TEL(052)521-1100(代)

[販売元及びA4版添付文書請求先]

西尾衛生材料株式会社

〒451-0074 名古屋市西区万代町一丁目10番地 TEL(052)522-5251(代)