

* 2016 年 1 月（第 2 版）
2007 年 10 月（第 1 版）

届 出 番 号 : 13B1X00133000019

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 JMDN 38782000

スティックンプレイス

再使用禁止

* **【禁忌・禁止】**

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

＜外観＞



【使用目的又は効果】

本品は、口腔内で充填材、修復材等を適用するために用いる。

* **【使用方法等】**

1. 粘着部でインレー（オンレー含む）、クラウン、ラミネートベニア、バンド、ブラケット、クラスプなどを保持する。
2. 対象物を口腔内にて適用する。

* **【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法
本製品は、直射日光と埃を避けて冷暗所に保管すること。
2. 有効期間
製造日から 5 年

* **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者及びお問い合わせ先 株式会社吉田製作所 TEL : 03-3631-2204（海外事業部） FAX : 03-3635-1060（海外事業部）
外国製造業者 : ダイレクタ社 【DIRECTA AB】スウェーデン
販売業者 クロスフィールド株式会社 TEL : 03-5625-3306 FAX : 03-3635-1060

文書番号 ZZ 添 067-2