



～マツヨシカラフルコード駆血帯取扱説明書～

- 主な材質：シリコン



※1 駆血時使用方法



※使用上のご注意

- 安全にご使用いただく為に！
- ◆ 駆血での使用時には金具付け根部分で行ってください※1
(駆血時にシリコンが抜ける可能性があります)
- ◆ 本来の用途以外には、使用しないで下さい。◆ 直射日光のあたる場所に長時間置かないで下さい。また、火気に近づけないで下さい。変色や変質を起こす場合があります。◆ 当商品は乳幼児の手の届かない場所で保管してください。誤飲などの思わぬ事故やケガにつながります。

【発売元】



松吉医科器械株式会社

<https://www.matsuyoshi.co.jp>

MADE IN CHINA