

取扱説明書

製品を安全に末永くご使用いただくために、この取扱説明書よくお読みになり、お読みいただいた後はお手元に必ず保管してください。

⚠ 注意

取り扱いを誤った場合に、人が怪我をおったり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

なお、⚠で記載した事項でも、状況により重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

⚠ 安全上のご注意

⚠ 注意


- 本製品は、心肺蘇生法（CPR）施行の際に、安定した強度で体重を支えることを目的とした器具です。本製品の目的以外で使用しないでください。
- 緊急の場合を除き、医師など専門家の指示に従って使用してください。
- 本製品を使用する前に破損や変形などの異常が無いか必ず点検してください。異常が見られる場合は使用を中止してください。
- 本製品の上に乗るなどの行為は行わないでください。転倒の恐れがあります。
- 本製品を加工・改造など行わないでください。
- 高温・直射日光を避けて保管してください。

■商品仕様

●仕様

| | |
|-------|---------------------|
| 商品名称 | マツヨシCPRボード（心肺蘇生用背板） |
| 型番 | MY-CPR25 |
| 本体サイズ | 約W425×D555×H15mm |
| 把手部寸法 | 約W125×H25mm |
| 重量 | 約1.4kg |
| 材質 | HDPE（高密度ポリエチレン） |
| 原産国 | 中国 |

■各部の名称



お手入れ方法

- 中性洗剤を含ませかたく絞ったやわらかい布で清拭し、仕上げに水拭きをしてください。
※アルコール清拭可能。

（発売元）