

SonoCheck 取扱説明書

SonoCheck は超音波強度の評価に使用するインジケータです。



SonoCheck を使用して超音波洗浄器の機能テストやルーチンテストを行うことができます。

機能テストやルーチンテストの詳細に関しては「SonoCheck 洗浄評価ユーザーガイド」をご参照下さい。

- 1: SonoCheck を載せたバスケットを超音波洗浄器の洗浄槽に入れます。
- 2: 通常の使用方法と同様に、超音波洗浄器を操作します。
- 3: 洗浄サイクル終了後、SonoCheck を取り出しバイアルの色を目視で確認してください。バイアルの色が青緑色から黄色になっている場合 (上図参照)、陽性結果を表します。

注意！！：超音波強度が非常に強い場合、バイアルの色が透明になる場合がありますが、これも陽性結果を表します。

- 4: 色の変化に要した時間から、超音波の強度を推察することができます。
- 5: 結果は「SonoCheck ログブック」に記録して管理します。
- 6: 結果に問題があった場合には「SonoCheck トラブルシューティング・ガイド」をご参照下さい。

注意！！：SonoCheck はウォッシャーディスインフェクターの評価には使用できません。超音波付きウォッシャーディスインフェクターで使用するときには、乾燥工程前に取り出してください。乾燥工程の高温でバイアルが破損する場合があります。

保存： SonoCheck は直射日光を避け、冷暗所 (2 - 25℃) にて保管し、凍結させないようにしてください。

有効期限： パッケージに記載

内容量： 30個

SonoCheck 洗浄評価ユーザーガイド、SonoCheck ログブック、SonoCheck トラブルシューティング・ガイド等の資料は、弊社 (下記参照) までご請求下さい。

株式会社ニチオン

営業本部 〒273-0018 千葉県船橋市栄町 2 - 1 2 - 4 TEL. 047-431-1971/FAX. 047-431-1972

大阪事業所 〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町 3-2-11 FLAGS 5F TEL. 06-4790-6871 /FAX. 06-4790-6872

福岡事業所 〒816-0941 福岡県大野城市東大和 2-6-56 せうがい 1F TEL. 092-589-3091/FAX. 092-589-3092

SonoCheck 取扱説明書

SonoCheck は超音波強度の評価に使用するインジケータです。



SonoCheck を使用して超音波洗浄器の機能テストやルーチンテストを行うことができます。

機能テストやルーチンテストの詳細に関しては「SonoCheck 洗浄評価ユーザーガイド」をご参照下さい。

- 1: SonoCheck を載せたバスケットを超音波洗浄器の洗浄槽に入れます。
- 2: 通常の使用方法と同様に、超音波洗浄器を操作します。
- 3: 洗浄サイクル終了後、SonoCheck を取り出しバイアルの色を目視で確認してください。バイアルの色が青緑色から黄色になっている場合 (上図参照)、陽性結果を表します。

注意！！：超音波強度が非常に強い場合、バイアルの色が透明になる場合がありますが、これも陽性結果を表します。

- 4: 色の変化に要した時間から、超音波の強度を推察することができます。
- 5: 結果は「SonoCheck ログブック」に記録して管理します。
- 6: 結果に問題があった場合には「SonoCheck トラブルシューティング・ガイド」をご参照下さい。

注意！！：SonoCheck はウォッシャーディスインフェクターの評価には使用できません。超音波付きウォッシャーディスインフェクターで使用するときには、乾燥工程前に取り出してください。乾燥工程の高温でバイアルが破損する場合があります。

保存： SonoCheck は直射日光を避け、冷暗所 (2 - 25℃) にて保管し、凍結させないようにしてください。

有効期限： パッケージに記載

内容量： 30個

SonoCheck 洗浄評価ユーザーガイド、SonoCheck ログブック、SonoCheck トラブルシューティング・ガイド等の資料は、弊社 (下記参照) までご請求下さい。

株式会社ニチオン

営業本部 〒273-0018 千葉県船橋市栄町 2 - 1 2 - 4 TEL. 047-431-1971/FAX. 047-431-1972

大阪事業所 〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町 3-2-11 FLAGS 5F TEL. 06-4790-6871 /FAX. 06-4790-6872

福岡事業所 〒816-0941 福岡県大野城市東大和 2-6-56 せうがい 1F TEL. 092-589-3091/FAX. 092-589-3092