

縫合トレーニングプレート

BS-SK

«使用上のご注意»

この度は、当社製品をお買い求め頂き、有難うございます。

ご使用される際は、下記の点にご注意ください。

- 直射日光に当てたり、高温多湿（35℃以上）な所に長期保管すると変形、変色することがありますのでご注意下さい。
 - ご使用後は、付属のペーパーに包んで保管してください。
 - 煮沸や高温のお湯に付けたり、火気を近づけたりしないで下さい。
 - 有機溶剤や酸性薬品、アルカリ薬品等は使用しないで下さい。
 - 表面が汚れた場合は水洗いした後、拭き取って保管してください。
- ※シンナー、クロロホルム、エタノールなどの溶剤の使用は厳禁です。
- 油性マジックやサインペン等は色が沈着しますので、使用しないで下さい。

株式会社 **レジーナ** 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-2

TEL.048(836)2600 mail. info-b@regina-net.ne.jp web. <https://www.bioskin.jp>