



## シングルユース再生パルプ汚物処理容器 取り扱い注意事項

### 1.本製品について

マツヨシ シングルユース再生パルプ汚物処理容器は、英国・H A I G H社製「マセレーターQUATTORO（クアトロ）」の専用容器として弊社・松吉医科器械が販売する日本製の汚物処理容器です。

※ 他社マセレーターへの使用におきましては、マセレーターの粉碎性能等をお確かめのうえで 行ってください。



「マセレーターQUATTORO」

### 2.使用上の注意

- マセレーターへ定められた数量以上の投入は行わないでください。
- 製品に異常が見られる場合は使用を中止してください。
- 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所には保管しないでください。
- 廃棄する場合は、院内の規定・地域の規定に従って行ってください。
- 本製品使用による他社マセレーター不具合等への影響につきまして、弊社は責任を負いません。

### 3.製品仕様

外観	① 	② 	③ 	④ 
品名	マツヨシ シングルユース尿器	マツヨシ シングルユース便器	マツヨシ シングルユースボール	マツヨシ シングルユース差込便器
品番	MY-JSU01	MY-JSU02	MY-JSU03	MY-JSU04
製品サイズ	約W115×D232×H115mm	約W295×D358×H86mm	約W240×D222×H84mm	約W304×D346×H75mm
容量	(満水時)900ml	(満水時)2000ml	(満水時)1000ml	(満水時)1300ml
重量	約50g	約47g	約26g	約45g
材質	再生パルプ			
生産国	日本			

外観	⑤ 	⑥ 	⑦ 	⑧ 
品名	マツヨシ シングルユース尿取りハット	マツヨシ シングルユース膿盆	マツヨシ シングルユース深型便器	マツヨシ シングルユース深型便器
品番	MY-JSU05	MY-JSU06	MY-JSU07	MY-JSU08
製品サイズ	約W326×D206×H99mm	約W258×D151×H48mm	約W295×D358×H106mm	約W295×D221×H106mm
容量	(満水時)1000ml (目盛は800mlまで)	(満水時)700ml	(満水時)2500ml (目盛は2000mlまで)	(満水時)2500ml (目盛は2000mlまで)
重量	約35g	約20g	約60g	約40g
材質	再生パルプ			
生産国	日本			

外観	⑨ 	⑩ 	⑪ 
品名	マツヨシ シングルユース便器用蓋	マツヨシ シングルユース深型便器用蓋	マツヨシ シングルユース深型ボール用蓋
品番	MY-JSU02CV	MY-JSU07CV	MY-JSU09
製品サイズ	約W291×D174mm	約W296×D228mm	約W238×D170
重量	約14g	約18g	約2g
材質	再生パルプ		
生産国	日本		

【発売元】

 松吉医科器械株式会社  
<https://www.matsuyoshi.co.jp>