


この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

誤った組み立て方によって障害や物的損害を負わない為、次の通り正しく組み立てて下さい。


部品リスト	数量
座面(背付き・肘付き)	1
脚柱(立脚)	4
丸ワッシャー	4
スプリングワッシャー	4
取付ボルト(M10×25)	4
六角レンチ	1



脚柱をフレームのコーナー部分に当てがい、
取付ボルト、スプリングワッシャー、
丸ワッシャーを付属の六角レンチにて
取付けて下さい。



【発売元】

 松吉医科器械株式会社
<https://www.matsuyoshi.co.jp>