

# Matsuyoshi Compact Suction Unit



マツヨシ

医療機器認証番号 303AABZX00036A01



松吉医科器械株式会社

世界中の医療従事者から信頼を得る「レールダルサクションユニットLSU」の技術を搭載

# Matsuyoshi Compact Suction Unit

## - マツヨシ コンパクト吸引器 -



- 信頼の「レールダルメディカルジャパン」社製サクションユニットを採用
- キャニスターなど消耗品はディスポーザブルで感染対策に適しています
- アルコール使用が可能な専用バッグ付
- 内蔵バッテリー搭載で災害等の停電時にも使用可能
- キャニスターの満杯時、または吸引ユニットの転倒時に吸引を自動停止する安心設計
- 2年間保証(本体のみ)

### 吸引レベル表示

ワイヤースタンド

吸引器本体

吸引チューブ



↔ 推奨吸引レベル

キャニスター(800ml)

感染対策に最適な  
ディスポーザブルキャニスター

# ウィルス感染が確認されている患者の吸引に適した仕様

## ■ ディスポーザブルの消耗品を採用

キャニスター、患者側チューブは、ディスポートタイプのため、感染リスクが軽減されることにより、使用者を守ることができます。



## ■ アルコール使用が可能な専用バッグ付



ボタン操作もバッグの外側から



収納状態

バッグの外側から  
溜まった廃液を確認できます

## ■ 内蔵バッテリー搭載で停電時にも使用可能

充電の際はAC/DCアダプターをご使用ください。



バッテリーを本体から外し、  
オプションの外部充電器を  
使用することで外部充電が可能です



オプションとして  
シガーソケット対応の  
DCコードも用意しております

バッテリー持続時間  
**45分**  
(充電時間5時間)



## ■ 吸引レベルの設定



黄色のランプは、吸引のレベルを  
表します



コントロールパネルの水色の部分が  
推奨される吸引レベルとなります



## 本体セット



構成品  
・本体  
・キャニスター  
・吸引チューブ  
(患者側/本体側)  
・ワイヤースタンド  
・AC/DCコード  
・吸引器用バッテリ  
・専用バッグ

## 消耗品

### ② 交換に便利な消耗品セット



### ③ まとめ買いに便利な6個入



④ 1本単位で  
購入可能



⑤ 1本単位で  
購入可能



⑥ 吸引器用フィルター



## オプション

⑦ バッテリー切れの際に  
外部充電可能



⑧ ⑦用コード



⑨ シガーソケット対応



⑩ より効率的にろ過するために本体側  
チューブを高性能なフィルターキットに  
交換することができます



## ●商品リスト

①-⑤、⑩: 管理  
クラスII

## ●仕様: マツヨシコンパクト吸引器セット

寸法: 23.6cmx19cmx23.6cm  
重さ: 1.97kg(専用バッグ含まず)  
バッテリー: 充電式NiMH 12 V, 1.6 Ah  
吸引圧: 最大吸引圧73+kPa  
排気流量: 30 L/min  
電源電圧: 交流電源/100-240 VAC  
直流電源/12 VDC  
周波数: 50/60 Hz  
管理医療機器(クラスII)  
医療機器認証番号: 303AABZX00036A01

## 【販売元】

 松吉医科器械株式会社

### 【本社】

〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3F

## 【取扱い販売店】

### 【オフィス】

札幌・仙台・埼玉・東京・名古屋・大阪・広島・福岡

<https://www.matsuyoshi.co.jp>



### 【製造販売元】

レールダルメディカルジャパン株式会社