



ケープ

エアドクター(840タイプ) エアマット(褥瘡ケア) 01-4280-01 ケープ CR-238(84 X192X9CM)

希望小売価格 : **¥110,000(税抜き)**

商品説明

- ロングセラーのベーシックモデル。
- ツマミ1つだけの簡単操作で誰にでも扱いやすいシンプルなエアマットレスです。
- エアポンプのツマミを利用者の体重に合わせるだけで、自動的に圧力を管理。
- 20本のエアセルが5分間隔で交互に膨張と収縮を繰り返し、局所の圧迫を解放します。
- 上敷タイプ。

商品スペック

- カラー : ブルー
- 製品サイズ : W840×L1920×H90mm
- 本体重量 : 3.3kg
- 材質 : エアセル／ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースシート／ナイロンオックス、専用カバー／ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・防臭・伸縮)
- 滅菌・洗浄・洗濯等の方法・条件 : 1. [専用カバー]
 - ・業務用洗濯機による洗浄の場合、水温は40°C以下にしてください。
 - ・お客様のご都合により乾燥機を使用される場合は上限温度にご注意ください。
- ※乾燥上限温度80°C以下に設定してください(60°C推奨)。
 - ・必ず洗濯ネットをご使用ください。
- 2. [エアマットレス本体]
 - ・送風チューブ口からの水の浸入を防止するため、必ず専用の送風チューブ栓またはチューブキャップ、エアドクターチューブ栓(別売)をご使用ください。
 - ・エアセルが送風チューブから外れていないことをご確認ください。
 - ・必ず洗濯ネットをご使用ください。
 - ・業務用洗濯機による洗浄の場合、水温は40°C以下にしてください。
- 消費電力 : AC100V 50/60Hz(5W)
- 個装入数 : 1台

 医療総合カタログ 2026-2027 P.751 [□](#)

 医療総合カタログ 2023-2024(旧号) P.1238 [□](#)

 医療総合カタログ 2022-2023(旧号) P.1096 [□](#)

カタログコード : 01-4280-01
マツヨシコード : 00089001
業事分類 : 薬機法対象外

※ PDF出力日 2026/02/26
最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。