



柴田科学

## ねじロデシケーター キャップ付 017410-150 柴田科学 DURAN150

希望小売価格 : ¥49,000(税抜き)

## 商品説明

- 蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。
- 磁性の中板が付属しています。
- 中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使します。
- ガラスデシケーターの使用方法
- 結晶皿やシャーレなどに乾燥剤を入れ、本体底部に置きます。
- 本体に中板を置きます。
- 試薬を中板の上に置きます。
- 蓋と本体の間にグリースやワセリンを塗り、蓋を回すかスライドさせて均一に広げます。
- 蓋をあける際、蓋を横にスライドさせて開けます。
- ガラスデシケーター使用上の注意
- 蓋、本体とも重いため、落とさないよう注意してください。
- 蓋をあける際、本体に固着している場合は、無理に開けようとししないでください。蓋の横から木槌やプラスチックハンマーで軽くたたいてください。
- 肉厚なため、減圧に強い反面、加熱用途には向きません。加熱部分と非加熱部分の温度差により破損することがあります。

## 商品スペック

- カラー：透明
- 個装入数：1個

メーカー品番 : DURAN150  
JANコード : 4589988603626  
マツヨシコード : 00361248  
業事分類 : 業機法対象外

※ PDF出力日 2026/06/09  
最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。