

柴田科学

ねじロデシケーター上横口コック付 0174
40-150 柴田科学 DURAN150

希望小売価格 : ¥94,500(税抜き)



商品説明

- 蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。
- 磁性の中板が付属しています。
- 中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
- 減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
- ガラスデシケーターの使用方法
- 結晶皿やシャーレなどに乾燥剤を入れ、本体底部に置きます。
- 本体に中板を置きます。
- 試薬を中板の上に置きます。
- 蓋と本体の間にグリースやワセリンを塗り、蓋を回すかスライドさせて均一に広げます。
- 減圧する場合は、コックを開け、アスピレーターや減圧ポンプで徐々に減圧します。減圧したら、コックを閉じます。
- 試薬を取り出す際、減圧していた場合は、コックを開けて常圧に戻します。この時、試薬が巻き上がるのを防ぐため、コックを徐々に開きます。
- 蓋をあける際、蓋を横にスライドさせて開けます。
- ガラスデシケーター使用上の注意
- 蓋、本体とも重い場合、落とさないよう注意してください。
- 蓋をあける際、本体に固着している場合は、無理に開けようとしないでください。内部が常圧になっていることを確認し、蓋の横から木槌やプラスチックハンマーで軽くたたいてください。
- 減圧する場合は、キズや割れ、ひびの無いことを確認してください。
- 肉厚なため、減圧に強い反面、加熱用途には向きません。加熱部分と非加熱部分の温度差により破損することがあります。

商品スペック

- カラー : 透明
- 個装入数 : 1個

メーカー品番 : DURAN150
JANコード : 4589988603749
マツヨシコード : 00361260
薬事分類 : 薬機法対象外

※ PDF出力日 2026/05/31

最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。