

柴田科学

メスピペット カスタムA 中間目盛 02104
0-05A 柴田科学 0.5ML(10イリ)

希望小売価格 : ¥9,500(税抜き)

商品説明

- 一定の体積の液体を量りとるために用いられます。
- ストレートな管に目盛が複数表示されています。
- 同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。
- 目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD: To Deliverの略)
- 目盛は20°Cの水を測定したときの体積を表しています。
- JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。
- 当社ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。
- 当社のメスピペットは液切れのよいガラス素材DURBAXRを採用しています。
- メスピペットの使用方法1.メスピペットの先端を液体の入った容器の底に浸け、標線より上まで口で吸い上げる。(液が少ないと空気と一緒に口に吸い込んでしまうので注意。有害な液体の場合は安全ピペット等を使う。)2.素早くピペットの吸引口を人差し指で塞ぐ。(液が標線より上で止まるように)3.押さえた人差し指を緩めて液をゆっくり落下させ、メニスカスを標線に合わせる。4.容器の内壁に先端をつけ、指を離し、液を排出する。(吹き出さずに自然流下させる)5.最後に残った液は、吸引口を人差し指で押さえピペット先端を受器にあてながら、ピペットの膨らんだ部分を握って内部の空気を温めて押し出す。(5mL以下の小さなものは軽く口で吹き出す)
- メスピペット使用上の注意容器の液体は、吸い上げる量以上の十分な量があること。少ないと空気を巻き込み、口に吸い込んでしまい危険です。

商品スペック

- 容量 : 0.5ml
- カラー : 透明
- 個装入数 : 10本

メーカー品番 : 0.5ML(10イリ)
JANコード : 4589988606986
マツヨシコード : 00361385
薬事分類 : 薬機法対象外

※ PDF出力日 2026/05/25

最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。