



ケープ

ディンプルマットレス 830 830 体圧分散マット 23-5513-00 ケープ CR-540(83X191X12CM)

希望小売価格 : **¥90,000(税抜き)**

商品説明

- ディンプル形状がウレタン特有の反力を軽減。
- ディンプル+スリット構造で効果的な体圧分散。
- アクティブフレーム構造で離床・端座位をサポート。

商品スペック

- カラー : グレー
- 製品サイズ : W830×L1910×H120mm
- 本体重量 : 6kg
- 材質 : マット(1層目・2層目)=ラバータッチウレタンフォーム、(2層目サイド・3層目)=高硬度ウレタンフォーム、専用カバー(上面・側面)=ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮・防炎)、(下面)=ナイロンオックス
- 滅菌・洗浄・洗濯等の方法・条件 : 1. 専用カバー
[方法]
・業務用洗濯機による洗浄の場合、水温は40°C以下に設定してください。
・洗濯時の設定は弱水流に設定してください。
・必ず洗濯ネットをご使用ください。
・すぎは十分に行ってください。
・脱水は低速で行ってください。
・乾燥は、乾燥機(60°C推奨)または、風通しの良い場所で日陰吊り干ししてください。(推奨)
2. 本体(ウレタンフォーム)
[方法]
・定期的にカバーを取り外し、風通しの良い場所で半日程度の日陰干しを行ってください。(推奨)
・シミなどの汚れが付着した場合は、以下の手順を参考にしてください。
【カバー】
消毒用エタノール(濃度70%以上)、次亜塙素酸ナトリウム液(1000ppm以下)での清拭可能
●個装入数 : 1枚

 医療総合カタログ 2026-2027 P.753 [□](#)

 医療総合カタログ 2023-2024(旧号) P.1241 [□](#)

 医療総合カタログ 2022-2023(旧号) P.1099 [□](#)

メーカー品番	: CR-540(83X191X12CM)
JANコード	: 4939810005577
カタログコード	: 23-5513-00
マツヨシコード	: 00867110
業界分類	: 薬機法対象外

* PDF出力日 2026/02/26

最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。

