



医療総合カタログ 2026-2027 P.751

医療総合カタログ 2023-2024(旧号) P.1237

医療総合カタログ 2022-2023(旧号) P.1095

ケーブル

エアマスタートライセルE(840) 840 エアマット(褥瘡ケア) 24-7736-00 ケープC R-330(84X192X10CM)

希望小売価格 : ¥140,000(税抜き)

商品説明

- 看護現場の負担を軽減するディテール設計。
- アジャスト付き固定フードでベッド背上げ時のエアマットレスのずり落を防ぎます。
- マットレス内にもった熱や湿気を排気し、寝床内のムレを防ぎます。
- 完全独立2層式エアセルが、仰臥位・側臥位・あらゆる体位で身体を安定保持します。
- 上敷タイプ。

商品スペック

- カラー：ブルー
- 製品サイズ：W840×L1920×H100mm
- 本体重量：4.2kg
- 材質：エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースシート/ナイロンオックス、専用カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・防臭・伸縮)
- 滅菌・洗浄・洗濯等の方法・条件：1. [専用カバー]
 - ・業務用洗濯機による洗浄の場合、水温は40℃以下にしてください。
 - ・お客様のご都合により乾燥機を使用される場合は上限温度にご注意ください。
- ※乾燥上限温度80℃以下に設定してください(60℃推奨)。
 - ・必ず洗濯ネットをご使用ください。
- 2. [エアマットレス本体]
 - ・送風チューブ口からの水の浸入を防止するため、必ず専用の送風チューブ栓またはチューブキャップ、エアドクターチューブ栓(別売)をご使用ください。
 - ・エアセルが送風チューブから外れていないことをご確認ください。
 - ・必ず洗濯ネットをご使用ください。
 - ・業務用洗濯機による洗浄の場合、水温は40℃以下にしてください。
- 消費電力：AC100V 50/60Hz(12W)
- 個装数：1台

カタログコード : 24-7736-00
マツヨシコード : 00878308
業事分類 : 業機法対象外

※ PDF出力日 2026/07/12
最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。