



医療総合カタログ 2023-2024(旧号) P.1236



医療総合カタログ 2022-2023(旧号) P.1094



## ケーブル

# マイクロクライメイトビックセルアイズ 体圧分散マット 25-2220-03 ケープ CR- 757(90X180X15CM)

希望小売価格 : ¥237,000(税抜き)

### 商品説明

- 新たな床ずれ発生リスク「Microclimate(マイクロクライメイト)」に対応する次世代のエアマットレス。
- エアマットレス内の足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターがエアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み、外部に排気し、24時間、皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現しました。
- 背上げ時の看護・介護ケアをサポートする「角度・時間管理アシスト機能」付。
- 最新型の厚み15cmの「3層式エアセル」。下肢拘縮の療養者にも優れた体圧分散を実現しました。

### 商品スペック

- カラー：ブルー
- 製品サイズ：W900×L1800×H150mm
- 本体重量：6.5kg
- 材質：エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースシート/側面：ナイロンオックス、下面：ポリエステルメッシュ、すべり止め部：ポリウレタンフィルムラミネート加工布、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ファンユニット/ABS樹脂(ケース部)、専用カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)
- 滅菌・洗浄・洗濯等の方法・条件：1. [専用カバー]
  - ・業務用洗濯機による洗浄の場合、水温は40℃以下にしてください。
  - ・お客様のご都合により乾燥機を使用される場合は上限温度にご注意ください。
- ※乾燥上限温度80℃以下に設定してください(60℃推奨)。
  - ・必ず洗濯ネットをご使用ください。
- 2. [エアマットレス本体]
  - ・カバーからの水の浸入を防止するため、必ず専用の洗濯栓(別売)をご使用ください。
  - ・エアセルが送風チューブから外れていないことをご確認ください。
  - ・必ず洗濯ネットをご使用ください。
  - ・業務用洗濯機による洗浄の場合、水温は40℃以下にしてください。

●消費電力：AC100V 50/60Hz(8W)

●個装入数：1台

メーカー品番 : CR-757(90X180X15CM)  
JANコード : 4939810008875  
カタログコード : 25-2220-03  
マツヨシコード : 00886800  
業事分類 : 薬機法対象外

※ PDF出力日 2026/04/16  
最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。