



医療総合カタログ 2026-2027 P.750 

医療総合カタログ 2023-2024(旧号) P.1236 

ケーブル

マイクロライメイトネクサスアイビー 840 エアマット(褥瘡ケア) 25-6616-00 ケーブル CR-770(84X192X12CM)

希望小売価格 : **¥190,000(税抜き)**

商品説明

- 進化した床ずれ防止機能とベッドサイドケアの看護・介護ケアに役立つ機能を搭載しています。
- マイクロライメイト対応のファンモーターが、エアマットレス内にこもった熱と湿気を吸引し外部に排気します。
- 24時間、皮膚局所の湿度と温度の状態をより快適に保つことを実現しました。
- 新開発の傾斜型2層式エアセルが背上げ中の身体のずり落ちを軽減します。
- 背上げの経過時間を液晶画面にデジタル表示。
- お食事等の日常生活の支援や床ずれ対策などに役立つ機能です。

商品スペック

- カラー：水色
 - 製品サイズ：W84×L192×H12cm
 - 本体重量：7.7kg
 - 材質：エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット/三次元スプリング構造体プレスエア-R(制菌)、ベースシート/ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ、PVCラミネート加工布、ヘッドアップセンサユニット・ファンユニット(ケース部)/ABS樹脂、専用カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水、制菌、伸縮)
 - 滅菌・洗浄・洗濯等の方法・条件：1. [専用カバー]
 - ・業務用洗濯機による洗浄の場合、水温は40℃以下にしてください。
 - ・お客様のご都合により乾燥機を使用される場合は上限温度にご注意ください。
- ※乾燥上限温度80℃以下に設定してください(60℃推奨)。
- ・必ず洗濯ネットをご使用ください。
2. [エアマットレス本体]
- ・カバーからの水の浸入を防止するため、必ず専用の洗濯栓(別売)をご使用ください。
 - ・エアセルが送風チューブから外れていないことをご確認ください。
 - ・必ず洗濯ネットをご使用ください。
 - ・業務用洗濯機による洗浄の場合、水温は40℃以下にしてください。

●消費電力：AC100V 50/60Hz(8W)

●個装入数：1台

メーカー品番 : CR-770(84X192X12CM)
JANコード : 4939810009964
カタログコード : 25-6616-00
マツヨシコード : 00891569
業事分類 : 薬機法対象外

※ PDF出力日 2026/04/04
最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。