



医療総合カタログ 2023-2024(旧号) P.1394



四国繊維販売

オーエスト フェイスクッション フェイスクッション 術中保護クッション 25-5841-09 四国繊維販売 23L-SHHCFC(24X25X5CM)

希望小売価格 : ¥11,000(税抜き)

商品説明

- 高反発素材のラテックスフォームを使用しており、安定性と抗菌性・消臭性・抗カビ性・防ダニ性に優れており、高い除圧効果があります。
- 環境クロスで清拭するだけの簡単お手入れ。
- 長期間の使用において型崩れしない耐久性があります。<23L-SHTP6(滑止付)・23L-SHTP6N(滑止無)>
- 既存の手術台付属のマットの上に設置して使用します。
- 手術台の大きさに応じてサイズ調整いたします(幅・長さ10cm以内のサイズ調整は無料対応)。
- X線透過性素材を使用しています。<23L-SHHDC>
- 腕を置く部分にRをつけることで、腕がズレ落ちるのを防止します。<23L-POPL/SUH>
- 頭部が安定するように、枕中央部から首筋にかけて中空構造にすることで安定性を高めています。<23L-SHHPC>
- 腋窩の血流やリンパの流れを妨げない柔らかさに調整しています。
- 側臥位の安定性を高めるクッションです。
- 強力な滑り止めが付いています。<23L-SHFHL>
- クッション中央部が空洞になっていますので、腹部の圧迫を逃がします。
- 高さ調整用シート3cm×2枚付き<23L-SHSPHR>
- 甲状腺の手術時や、脇の隙間を埋めて安定性を高めたい場合に使用します。<23L-SHHTC>
- 腹臥位検査時の肩・腹側・腰・膝など、隙間を埋めて安定性を高めます。ERCP検査にも使用できます。
- X線透過性素材を使用しています。
- 強力な滑り止めが付いています。<23L-SHSTD>
- 下肢の牽引、安定に使用します。
- 下肢全体を支えることで除圧効果を高めます。<23L-SHHCFC>
- 腹臥位における頭部固定用のクッション。ERCPに使用できます(別売の平枕を併用してください)。
- X線透過性素材を使用しています。

商品スペック

- カラー：ブルー
- 製品サイズ：24×25×5cm
- 本体重量：200g
- 材質：カバー＝ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌)、中材＝ラテックスフォーム(抗菌・防ダニ・消臭)、高反発ウレタンチップフォーム(23L-SHSTDのみ)
- 個装入数：1個

メーカー品番 : 23L-SHHCFC(24X25X5CM)
JANコード : 4933567623060
カタログコード : 25-5841-09
マツヨシコード : 00891733
業事分類 : 業機法対象外

※ PDF出力日 2026/05/10
最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。