



医療総合カタログ 2026-2027 P.1084

医療総合カタログ 2023-2024(旧号) P.1706

フェニックス商事

車いすナイスウェイ10介助式・アルミ車いす(アルミ製) 25-5108-00 フェニックス商事 PHW9003L\_ORANGE(オレンジ)

希望小売価格 : ¥39,500(税抜き)

#### 商品説明

- アルミ製 折畳 介助式車いす。
- 防災用品として大ヒット! 新幹線や飛行機に持込可。
- 折畳時史上最小\*の介助式車いす(3辺合計約130cm)。
- 緊急事態時も簡単に持ち運ぶことができるので、防災用車いすとしても使用できます。
- 座面中敷が板入りで体重分散・姿勢が安定し疲れにくい。(一般的な折畳式車椅子は座面に布が張ってあるのが多く姿勢が安定しにくく疲れやすい)
- 肘置きと足置き部分が跳上式で乗降しやすい。
- 持ち運びに便利なリュック式のバッグつき。

#### 商品スペック

- カラー：オレンジ
- 製品サイズ：W460×D730×H930mm
- キャスターサイズ：前輪100/後輪150mm
- キャスター仕様：ノーパンクタイヤ
- 本体重量：8kg
- 材質：アルミニウム合金
- 耐荷重：90kg
- 滅菌・洗浄・洗濯等の方法・条件：【フレームや金属部分】

フレームや金属部分は強くしぼった濡れタオルでよく汚れを落とすあとに乾いた布で拭きとってください。

汚れが落ちない場合は市販の中性洗剤を使用してください。中性洗剤使用後は必ずきれいな水で仕上げ拭きを行ってよく乾かしてください。濡れたままにすると変色の原因になります。

#### 【樹脂やプラスチック部分】

樹脂やプラスチック部分をぬるま湯で拭き、きれいな水で仕上げ拭きを行ってよく乾かしてください。汚れが落ちない場合は市販の中性洗剤を使用してください。中性洗剤使用後は必ずきれいな水で仕上げ拭きを行ってよく乾かしてください。濡れたままにすると変色の原因になります。

#### 【シート部分】

シート部分をぬるま湯で拭き、きれいな水で仕上げ拭きを行ってよく乾かしてください。濡れたままにすると

変色の原因になります。

＜注意事項＞

- ・熱湯やオゾンで洗淨しないでください。故障や変形・変色の原因になります。
- ・中性洗剤以外を使用しないでください。変色・傷みの原因になります。
- ・揮発性のあるもの(シンナー・アルコール・ベンジン等)を使用しないでください。変色・傷みの原因になります。
- ・硬いブラシやコンパウンドは使用しないでください。変色・傷みの原因になります。
- ・直接水をかけないでください。拭き取り切れずに水滴が残ると錆の原因になります。

●個装入数：1台

●付属品：荷物入れネット、リュック式バッグ、メンテナンス道具、取扱説明書(保証書付)

メーカー品番	: PHW9003L_ORANGE(オレンジ)
JANコード	: 4582452810209
カタログコード	: 25-5108-00
マツヨシコード	: 00894382
業事分類	: 業機法対象外

※ PDF出力日 2026/05/31

最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。