



医療総合カタログ 2023-2024 P.931

フェニックス商事

リハビリ用歩行器ナイスウェイウォーカ  
25-5109-00 フェニックス商事 KY918L

希望小売価格： ¥35,000(税抜き)

## 商品説明

- アルミ製 折り畳み リハビリ用歩行器。
- 日本初\* 1台2役の機能 リハビリセンターからの要請により開発。
- 展開時は歩行器、折り畳み時は移動用杖として1台2役。
- 前脚のキャスターで歩くをサポート。
- リハビリテーションにおけるさまざまなニーズに応えます。
- 折り畳み時、自立でき、横幅わずか13センチ。※前脚キャスターかつクロスバー方式かつ折り畳み時に杖としても使用できる歩行器として 自社調べ

## 商品スペック

- カラー：シルバー
- 製品サイズ：W690×D620×H810?980(6段階)m
- キャスターサイズ：130mm
- キャスター仕様：ノーパンクタイヤ
- 本体重量：3kg
- 材質：アルミニウム合金
- 耐荷重：100kg
- 滅菌・洗浄・洗濯等の方法・条件：【フレームや金属部分】

フレームや金属部分は強くしぼった濡れタオルでよく汚れを落としたあとに乾いた布で拭きとってください。

汚れが落ちない場合は市販の中性洗剤を使用してください。中性洗剤使用後は必ずきれいな水で仕上拭きを行ってよく乾かしてください。濡れたままにすると変色の原因になります。

## 【樹脂やプラスチック部分】

樹脂やプラスチック部分をぬるま湯で拭き、きれいな水で仕上拭きを行ってよく乾かしてください。汚れが落ちない場合は市販の中性洗剤を使用してください。中性洗剤使用後は必ずきれいな水で仕上拭きを行ってよく乾かしてください。濡れたままにすると変色の原因になります。

## &lt;注意事項&gt;

- ・熱湯やオゾンで洗浄しないでください。故障や変形・変色の原因になります。
- ・中性洗剤以外を使用しないでください。変色・傷みの原因になります。

- ・揮発性のあるもの(シンナー・アルコール・ベンジン等)を使用しないでください。変色・傷みの原因になります。
  - ・硬いブラシやコンパウンドは使用しないでください。変色・傷みの原因になります。
  - ・直接水をかけないでください。拭き取り切れずに水滴が残ると錆の原因になります。
- 個装入数：1台

メーカー品番                   : KY918L  
JANコード                     : 4582452820123  
カタログコード               : 25-5109-00  
マツヨシコード               : 00894384  
薬事分類                      : 薬機法対象外

※ PDF出力日 2025/12/15  
最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。