

新しい汚物処理ソリューション マツヨシ シングルユース容器

エコな素材、リサイクルパルプ製のディスプレイブル汚物容器です。
リユース汚物容器を介した交差感染防止、医療従事者の間接業務軽減に貢献します。

看護師の
間接業務軽減

感染対策

経済効果の検証



①シングルユース尿器



②シングルユース便器



③シングルユースボール



④シングルユース差込便器



⑤シングルユース尿取りハット



⑥シングルユース膿盆



⑦シングルユース深型便器



⑧シングルユース深型ボール



⑨シングルユース深型ボール用蓋

MATSUYOSHI

マツヨシ シングルユース再生パルプ汚物処理容器



マツヨシ

日本製

コード	①24-8661-00	②24-8661-01	③24-8661-02	④24-8661-03	⑤24-8661-04
定価 (税抜)	¥3,600	¥7,500	¥3,600	¥3,700	¥2,700
品名	シングルユース尿器	シングルユース便器	シングルユースボール	シングルユース差込便器	シングルユース尿取りハット
品番	MY-JSU01	MY-JSU02	MY-JSU03	MY-JSU04	MY-JSU05
製品サイズ	約W115×D232×H115mm	約W295×D358×H86mm	約W240×D222×H84mm	約W304×D346×H75mm	約W326×D206×H99mm
容量	(満水時) 900ml	(満水時) 2000ml	(満水時) 1000ml	(満水時) 1300ml	(満水時) 1000ml (目盛りは700mlまで)
重量	約50g	約47g	約26g	約45g	約35g
入数	30コ	50コ	80コ	40コ	30コ
材質	再生パルプ				
通常時在庫情報	通常在庫				

コード	⑥24-8661-05	⑦24-8661-06	⑧24-8661-07	⑨24-8661-08
定価 (税抜)	¥5,200	¥4,250	¥3,500	¥1,500
品名	シングルユース膿盆	シングルユース深型便器	シングルユース深型ボール	シングルユース深型ボール用蓋
品番	MY-JSU06	MY-JSU07	MY-JSU08	MY-JSU09
製品サイズ	約W258×D151×H48mm	約W295×D358×H136mm	約W295×D221×H106mm	238×170mm
容量	(満水時) 700ml	(満水時) 3500ml	(満水時) 2500ml (目盛りは2000mlまで)	-
重量	約20g	約60g	約40g	約2g
入数	180コ	25コ	50コ	50コ
材質	再生パルプ			
通常時在庫情報	通常在庫			



パルプ製容器はリサイクルされた古紙を有効活用しています。

※古紙を再利用しているため、色・質・においなどが製造ロットにより異なる場合がございます。



シングルユース便器

[ポータブルトイレ使用例]



ピッタリ収まる!



シングルユース尿取りハット

[洋式トイレ使用例]



使用から廃棄までの過程

使用後、ゴミとして廃棄処理

1. 患者様へ使用
2. 汚物を破棄
3. 院内の規定に従ってゴミとして廃棄



汚物槽やトイレに破棄



使用後、マセレーターで粉碎処理

1. 患者様へ使用
2. 専用粉碎機(マセレーター)に投入



汚物が入った状態で




製品に関する詳細はお問い合わせください



そのまま下水へ流れます

付属品もあります

組み合わせて使うとさらに便利に!



①HAIGH シングルユース尿器用ホルダー
シングルユース尿器専用の尿器掛けです。



使用例



②HAIGH シングルユース尿器用ホルダー
シングルユース便器・差込便器を収納できます。据置・壁掛兼用。



使用例



③HAIGH シングルユースボール用ラック
シングルユースボールを収納できます。据置・壁掛兼用。



使用例



④HAIGH シングルユース便器用サポーター
シングルユース便器を上に乗せて使用するサポーターです。



⑤HAIGH シングルユース差込便器用サポーター
シングルユース差込便器を上に乗せて使用するサポーターです。

コード	①24-8662-00	②24-8663-00	③24-8664-00	④24-8665-00	⑤24-8666-00
定価(税抜)	¥4,400	¥19,500	¥28,000	¥8,700	¥8,700
品名	HAIGH シングルユース尿器用ホルダー	HAIGH シングルユース便器用ホルダー	HAIGH シングルユースボール用ラック	HAIGH シングルユース便器用サポーター	HAIGH シングルユース差込便器用サポーター
品番	400-063002	400-063003	400-063004	400-063005	400-063006
製品サイズ	W132×D105×H175mm	W340×D400×H790mm	W310×D280×H790mm	W280×D370×H80mm	W290×D460×H80mm
重量	50g	1.05kg	0.95kg	395g	350g
付属品	壁取り付け用ビスセット				-
通常時在庫情報	通常在庫				

松吉医科器械株式会社

【本社】
〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3F

【オフィス】
札幌・仙台・埼玉・東京・立川・横浜・名古屋・大阪
広島・福岡

<https://www.matsuyoshi.co.jp>

