

# 滴下終了時間がわかる 輸液スケール

- 輸液量と所要時間のメモリを合わせると1分間の滴下数がわかります。
- 3-3-9度方式、グラスゴーコーマスケール、二誘導心電図装着方法の情報が記載されています。

＼何かと必要な情報が一体化！

裏面

**3-3-9度方式 (JCS)**  
閉眼が不能な場合の応答を表す。

意識しなくとも反応している状態

- 1 大体重痛刺激が、今一つはききしない
- 2 時・人・場所がわからない(目当識障害)
- 3 自分の名前、生年月日が言えない

目刺激すると覚醒する状態(刺激をやめると再びひび)

- 10 普通の呼びかけで容易に開眼する
- 20 大きな声または体をゆさぶることににより開眼する
- 30 痛み刺激を加えつつ呼びかけを繰り返すと、かろうじて開眼する

目刺激しても覚醒しない状態

- 100 痛み刺激に対し、はらいのけるような動作をする
- 200 痛み刺激で少し手足を動かしたり、顔をしかめる
- 300 痛み刺激に全く反応しない

●R: 不能状態  
1: 異常失禁, A: 無動性 無言・自発性喪失  
●記載例: 30-1, 20-R1 ●意識清明では、"0"と記載する。

**Glasgow Coma Scale**  
開眼 (Eye opening: E)

自発的に開眼する spontaneous 4  
呼びかけにより開眼する to speech 3  
痛み・刺激により開眼する to pain 2  
まったく開眼しない nil 1



最も言語反応 (Best verbal response: V)

見当識のある会話 orientated 5  
見当識のない会話 confused conversation 4  
適当な言葉 inappropiate words 3  
理解不明の音声 incomprehensible sounds 2  
全くなし nil 1

最も運動反応 (Best motor response: M)

命令に従う obeys 6  
疼痛部覚識可能 localises 5  
逃避屈曲 withdraws 4  
異常屈曲(除皮質硬直) abnormal flexion 3  
伸展(除脳硬直) extends 2  
全くなし nil 1

●3つの反応のスコアの合計点(E+V+M=3-15点)で表す  
●最重症---3点、最軽症---15点



①ピンク

②ネイビー



片手で操作しやすい!  
サイズ&設計

MATSUYOSHI  
| マツヨシ 輸液スケール



コード	①24-7549-00	②24-7549-01
定価(税抜)	¥840	¥840
品番	MY-NS0325P	MY-NS0325N
カラー	ピンク	ネイビー
製品サイズ	W75×H145mm	
材質	PET	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

