

ESカート

シンプルに機能性を重視した病院・福祉施設向けカート！
感染対策清掃に必要な資材一式が搭載可能！
作業の効率UPが確実に見込まれる！
交差感染防止のためのオフロケーション方式用！

寸法 縦 50cm 横 70cm 高さ 106cm

病院清掃のフロが使う
清掃カート！



前方

10Lバケツ2個
(青・赤搭載)



後方

4L蓋付きバケツ3個
(青・黄・赤搭載)



搭載イメージ図

モップの準備方法



- ①.バケツにマイクロファイバークラットモップ約10枚を縦にきれいに並べて入れます。
- ②.アクセルプリベンションコンセントレートを容器に1:128に希釈し約1.5L準備して下さい。
- ③.容器の希釈溶液をモップ全体に浸るように除菌洗剤を注ぎます。
- ④.ふたをしっかりとしめます。使用する20～30分前に準備して下さい。