

マツヨシ超音波診断用ゲル（ゼリー） &ゲルウォーマー



検査時の
ひんやり感を軽減

水溶性で
簡単に洗い流せる

マツヨシ
超音波診断用ゲル（ゼリー）

無香料
無着色

滅菌
処理済



マツヨシ
超音波診断用
ゲルウォーマー

ノーマルタイプ 高粘度タイプ



MATSUYOSHI

マツヨシ超音波診断用ゲル（ゼリー）

コード	①25-5066-00	②25-5066-01
定価(税抜)	¥680	¥680
品番	MY-SS0030	MY-SS0031
規格	ノーマルタイプ	高粘度タイプ
容量	250g	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

- 優れた超音波伝達性に加え、水溶性のため簡単に洗い流せます。
- 適度な粘度のため、流れてしまう心配もありません。
- 滅菌処理済。

MATSUYOSHI

マツヨシ超音波診断用ゲルウォーマー



コード	①25-4238-00
定価(税抜)	¥25,000
品番	MY-GW01
製品サイズ	W95×D95×H180mm
重量	550g (本体のみ)
電源の種類	AC100V 50/60Hz・2.0A (付属ACアダプター)・ 本体入力DC 12V
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

- 超音波診断用ゼリー（ゲル）を温める機器です。
- 34～40℃まで1℃単位で温度設定が可能。タイマー機能も搭載しています。



松吉医科器械株式会社

【本社】
〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3F

【オフィス】
札幌・仙台・埼玉・東京・名古屋・大阪・広島・福岡

<https://www.matsuyoshi.co.jp>

