

感染性廃棄物安全処理容器 シャープスコンテナー

国際基準
に
対応

- 医療鋭利物用容器などの性能規準「NFX30 500（フランス）」「BS73.20（英国）」に対応し、長年フランスや他の諸外国にて実績があります。
- 使用法は容易で、丈夫。またフタに逆止め用のツメが付いており、廃棄時にフタが再び開かない構造です。
- サイズバリエーションも豊富で、用途に応じてサイズをお選びいただけます。



投入口形状

投入口にはさまざまな溝や凹凸がついています。溝に引っ掛けて、シリンジの針を外すこともできます。

使用方法



PAROLAI
STIL ECO

感染性廃棄物安全処理容器 シャープスコンテナー



コード	①23-2900-00	②23-2900-02	③23-2900-03
定価(税抜)	¥500	¥600	¥800
規格	0.6L	1.1L	2.0L
製品サイズ	W114×D72×H130mm	W114×D72×H230mm	W195×D135×H149mm
容量	0.54L	0.94L	1.2L
重量	95g	135g	280g
材質	ポリプロピレン（134℃オートクレーブ可）		
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		


コード	④23-2900-04	⑤23-2900-05
定価(税抜)	¥1,000	¥1,600
規格	5.0L	8.0L
製品サイズ	W226×D156×H211mm	W195×D135×H399mm
容量	3.3L	5.1L
重量	400g	531g
材質	ポリプロピレン（134℃オートクレーブ可）	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

リーズナブル&高パフォーマンスな 針捨てコンテナー

- ①のフタは仮止めができる仕様で、ツメを折って溝に差し込むと完全密封されます。
- ②のフタは仮止めができる仕様で、フタを「LOCK」という位置まで回転させると完全密閉されます。



アンプルや
シリンジなど
バイアルなど



①上部

MATSUYOSHI

マツヨシ 針捨てコンテナー



コード	①24-8676-00	②24-8676-01
定価(税抜)	¥210	¥440
品番	MY-7320	MY-7321
規格	1L	2L
製品サイズ	W105×D100×H155mm	W155×D110×H175mm
容量	800ml	1.6L
重量	98g	180g
材質	ポリプロピレン	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

M 松吉医科器械株式会社

【本社】

〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3F

【オフィス】

札幌・仙台・埼玉・東京・名古屋・大阪・広島・福岡

<https://www.matsuyoshi.co.jp>

