


滴下終了時間がわかる 輸液スケール

- 輸液量と所要時間のメモリを合わせると1分間の滴下数がわかります。
- 3-3-9度方式、グラスゴーコーマスケール、二誘導心電図装着方法の情報が記載されています。

＼何かと必要な情報が一体化／

裏面



①ピンク

②ネイビー



片手で操作しやすい!
サイズ&設計

MATSUYOSHI

マツヨシ 輸液スケール



| コード | ①24-7549-00 | ②24-7549-01 |
|---------|-------------|-------------|
| 定価(税抜) | ¥900 | ¥900 |
| 品番 | MY-NS0325P | MY-NS0325N |
| カラー | ピンク | ネイビー |
| 製品サイズ | W75×H145mm | |
| 材質 | PET | |
| 通常時在庫情報 | マツヨシ在庫 | |

松吉医科器械株式会社

【本社】

〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3F

【オフィス】

札幌・仙台・埼玉・東京・名古屋・大阪・広島・福岡

<https://www.matsuyoshi.co.jp>

