

感染性廃棄物安全処理容器 シャープスコンテナ

国際基準
に
対応

- 医療鋭利物利用容器などの性能規準「NFX30 500 (フランス)」「BS73.20 (英国)」に対応し、長年フランスや他の諸外国にて実績があります。
- 使用方法は容易で、丈夫。またフタに逆止め用のツメが付いており、廃棄時にフタが再び開かない構造です。
- サイズバリエーションも豊富で、用途に応じてサイズをお選びいただけます。



使用方法



組立
上部の4つのツメを下部の溝にしっかりと差し込みます。1度差し込むと外れない構造です。

フタの開け方 (使用中)
フタのツメをツマミにして開けます。

フタの閉め方 (使用中)
フタ上部を押し、カチッと音がするまでしっかりとフタを閉めます。

完全密閉
フタのツメを内側に折り曲げて溝に差し込みフタを締めます。1度差し込むと外れない構造です。




感染性廃棄物安全処理容器 シャープスコンテナ



コード	23-2900-00	23-2900-01	23-2900-02
定価(税抜)	¥380	¥430	¥480
規格	0.6L	0.8L	1.1L
製品サイズ	W114×D72×H130mm	W114×D72×H170mm	W114×D72×H230mm
容量	0.54L	0.71L	0.94L
重量	95g	115g	135g
材質	ポリプロピレン (134°Cオートクレープ可)		
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		

投入口形状



投入口にはさまざまな溝や凹凸がついています。溝に引っ掛けて、シリンジの針を外すこともできます。

リーズナブル&高パフォーマンスな 針捨てコンテナ

- ①のフタは仮止めができる仕様で、ツメを折って溝に差し込むと完全密封されます。
- ②のフタは仮止めができる仕様で、フタを「LOCK」という位置まで回転させると完全密閉されます。



マツヨシ 針捨てコンテナ



コード	24-8676-00	24-8676-01
定価(税抜)	¥200	¥420
品番	MY-7320	MY-7321
規格	1L	2L
製品サイズ	W105×D100×H155mm	W155×D110×H175mm
容量	800ml	1.6L
重量	98g	180g
材質	ポリプロピレン	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

